

テクスチャーアナライザーの供用開始のお知らせ

静岡ウェルネスプロジェクト推進事業（未利用食材活用トライアル拠点）により、「テクスチャーアナライザー」を導入しました。食品や医薬品、化学製品等の「かたさ」「粘り」「弾力」などの特性を精密に数値化する装置です。特に、消費者庁の「えん下困難者用食品」や「ベビーフード」の規格基準測定法に準拠しており、福祉・介護食品の開発に威力を発揮します。また、専用の解析ソフトウェアにより、テクスチャー特性（咀嚼性・凝集性等）やクリープ特性、破断強度の自動解析が容易に行えます。

記

1 供用開始する機器

テクスチャーアナライザー 【26-000785】

株式会社山電製（レオナー RE2-33005C）

2 主な仕様

荷重範囲：±19.99 N（最小分解能 0.01 N）

変形範囲：±199.9 mm（最小変位測定能 0.001 mm）

厚さ測定機能：試料の厚さを自動計測（分解能 0.01 mm）

3 主な用途

- 食品の食感評価（かたさ、付着性、さっくり感など）
- 介護食・嚥下調整食の規格適合性チェック
- 医薬品（錠剤、軟膏）、化粧品、化成品などの物理特性評価

4 使用料金

お問い合わせください

5 供用開始日

令和8年9月8日（火）

6 機器データベース

<https://www.iri.pref.shizuoka.jp/equipment/115429/>

7 お問い合わせ先

静岡県工業技術研究所 食品科 電話：054-278-3026